



Manual de instruções

Densímetro para pós

O densímetro para pós Marte aplica-se na medição da densidade aparente de sais de forma prática e fácil.
Dispensando o uso de provetas e cálculos secundários. O resultado sai direto no display da balança.



Informações técnicas

Diâmetro: 47 mm

Espessura: 23 mm

Volume do furo: 1 cm³


Temperatura máxima suportada: 75°C

Composto por 3 discos independentes, dois de acrílico e um de alumínio, são unidos por ímãs, de fácil separação para a higienização.

Instruções de uso

1. Faça a tara de uma balança de precisão com o densímetro sobre ela.


2. Alinhe os furos girando os discos.



3. Preencher o orifício com o pó que se deseja medir a densidade.

4. Compactar bem o pó batendo-o sobre uma bancada ou superfície, se necessário, acrescente mais pó para que seja preenchido completamente o furo.

5. Girar o disco superior desalinhando os furos e descartar por completo o pó excedente.



6. Coloque o densímetro preenchido sobre a balança já tarada anteriormente.

7. O peso apresentado no display da balança é a densidade aparente do pó.

Precauções e modo de limpeza.

- Lavar com água e detergente neutro. Nunca usar solventes.
- No caso de quedas, a recomendação seria a troca, pois a precisão poderá ser afetada pelo impacto.
- Atenção às partes, cada densímetro é calibrado na fabricação e não se deve trocar as partes do conjunto.

***mar**te*

científica



www.marte.com.br



(11) 3411-4500



vendas@mar



@martecientifica

SI Analytics®



SHIMADZU



FAULHABER



Kett



LaMotte